

Ваги підлогові



Інструкція

BM 702 | 702-1 | 702-2
702-3 | 702-4



Шановний клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном.

Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Загальна інформація

Про цей посібник



Це керівництво з експлуатації описує, як безпечно використовувати і доглядати за вашою продукцією. Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо ви захочете звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей прилад комусь іншому, передайте і це керівництво.

Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом **небезпека** попереджає про серйозні травми.



Цей символ, в поєднанні зі словом **попередження**, попереджає про помірні і легких травмах.



Цей символ в поєднанні зі словом **Примітка** попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Зміст

Загальна інформація	1
Зміст	2
Використання за призначенням	3
Безпека	3
Зовнішній вигляд (комплектація)	4
Калібрування	5
Зважування	5
Очищення	5
Помилки / можлива причина	5
Технічні дані	6
Гарантія	6
Утилізація	6

Використання за призначенням

Ваги призначені для зважування людей в домашніх умовах. Пристрій не підходить для використання в клініках, медичних кабінетах і т.д. Максимальна вага 160 кг не повинен бути перевищений..

Безпека

- Ці ваги можуть використовуватися дітьми від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання ваг і розуміють небезпеки, які можуть виникнути.
- Діти не повинні грати з вагами.
- Очищення та обслуговування ваг не повинні здійснюватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під наглядом.

Небезпека для дітей

- Тримайте дітей подалі від пакувального матеріалу. Ризик задухи при ковтанні.

Попередження про ризик отримання травми

- Не наступайте на зовнішній край будь-якої однієї сторони ваг. Ризик перекидання! Не наступайте на ваги мокрими ногами або коли їх поверхня волога. Ризик зісковзування!

Загальні рекомендації

- Помістіть ваги на стійку рівну поверхню.
 - Не перевантажуйте ваги. Зверніть увагу на "технічні дані".
- Вставляйте на ваги виключно для зважування.
- Оберігайте прилад від різких поштовхів і вібрацій.
 - Не вносьте ніяких змін в ваги. Проводьте ремонт тільки в авторизованому сервісному центрі.

Неправильно виконані ремонтні роботи можуть становити значну небезпеку для користувача.

Зовнішній погляд (комплектація)



- 1 Циферблат
- 2 Показчик ваги
- 3 Поверхня для
зважування
- 4 Калібрувальне
колесо

Не зображено: інструкція з експлуатації

Калібрування

Перед зважуванням вперше, вам доведеться відкалібрувати ваги для того, щоб отримати результат зважування, як можна точніше.

– Використовуючи калібрувальне колесо, центруйте Показчик ваги на "0" на циферблаті.



Час від часу перевіряйте установку нуля, наприклад, при зміні положення ваг. Коли на вагах немає навантаження, Показчик ваги повинен бути центрований на "0".

Зважування

- 1. Встаньте на ваги. Залишайтеся на місці і ні за що не тримайтеся.
- 2. Подивіться виміряну вагу тіла на циферблаті.



- Зважуйтеся з мінімальною кількістю одягу.
- Намагайтеся зважуватися завжди в один і той же час для отримання більш точних результатів.

Очищення



Примітка про матеріальний збиток

- Не занурюйте ваги у воду або інші рідини.
 - Ні за яких обставин не використовуйте різкі, дряпаючі або абразивні матеріали для очищення ваг. Якщо ви це зробите, поверхня може бути подряпана.
- Протріть ваги в міру необхідності за допомогою злегка вологою, м'якої тканини.
 - Час від часу дезінфікуйте зважувальну поверхню за допомогою відповідного дезінфікуючого засобу

Помилка / можлива причина

Помилка	Можлива причина
Ваги показують свідомо помилкові результати зважування.	• Ваги стоять на твердій, рівній поверхні? Чи правильно відкалібрована шкала?

Технічні дані

Модель:	Ваги підлогові BM 702 702: чорні, 702-1: зелений, 702-2: білий/сірий
Максимальна вага:	максимально 160 кг
Шкала ділення:	1 кг
Вага приладу:	3 кг.
Розміри ваг:	275 x 345 x 113 мм
Дистриб'ютор:	Waagen-Schmitt GmbH Hammer Steindamm 27-29 22089 Hamburg, Germany

Наша продукція постійно розвивається і вдосконалюється.
З цієї причини, конструктивні і технічні зміни можливі в будь-який час.

Гарантія

Компанія Waagen-Schmitt GmbH гарантує протягом 1 року з моменту покупки безкоштовне виправлення дефектів шляхом ремонту або обміну. У разі пред'явлення гарантійної вимоги, будь ласка, поверніть продукт з доказом покупки (із зазначенням причини претензії) до Вашого дилера.

Офіційний представник в Україні: ТОВ «Світ-Україна», 03067, м. Київ, Виборзька, буд. 42-А. т. +38 044-531-43-13, +38 044-531-43-14

Подробиці на сайті: swit.ua

Утилізація

Утилізація упаковки

Утилізуйте упаковку з аналогічними матеріалами (картон з макулатурою, фольгу з вторсировиною).

Утилізація продукту

Утилізуйте товар відповідно до правил, що діють у вашій країні.

&-----

Гарантійний талон - 1 рік гарантії

•

•

- Дата покупки: